



Schnelle und sichere Evakuierung im Notfall!
Safe, reliable und fast emergency evacuation!

Evac Skate / Evac Skate

Der Evac Skate ist entwickelt worden, um behinderte oder verletzte Personen im Katastrophenfall schnell und sicher treppabwärts zu bringen. Sein patentiertes Geschwindigkeitsregulier- und Bremssystem ermöglicht es selbst schwächlichen Personen, große Passagiere zu evakuieren.

Im Katastrophenfall wie Erdbeben oder Feuer dürfen Fahrstühle und Lifte nicht benutzt werden. Dadurch können Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit „in der Falle“ sitzen. Der Evac Skate bietet den Ausweg in die Sicherheit.

The Evac Skate is an evacuation device used to move people with a disability or injury down stairways quickly and safely during an emergency. It's patented speed governor and braking system allows a small attendant to easily evacuate a larger passenger.

In an emergency such as a fire or an earthquake, elevators should not be used. People with limited mobility may be trapped. Evac Skate provides a lifeline to safety.

Merkmale / Features

- schneller und leichter Aufbau für sofortigen Einsatz
Quick and easy set up for immediate use.
- Traglast bis 136 kg
Carries up to 136 kg
- durch das Eigengewicht des Passagiers bewegt sich das Gerät abwärts, während die automatische Geschwindigkeitskontrolle wirkt.
Passengers weight moves unit down stairs, while the governor controls speed
- automatische Sicherheitsbremse stoppt auch auf der Treppe
Failsafe brake brings unit to a complete stop automatically
- verstellbare Sicherheitsgurte
Adjustable safety straps
- stabil und robust
Stable and self-supporting
- Die Gestaltung des Sitzes erlaubt leichtes Umsetzen vom Rollstuhl in den Evac Skate
Unique seat design allows easy transfer from wheelchair
- langlebige Raupenbänder greifen sicher an den Stufen
Durable tracks grip stairs securely
- Die gute Griffbarkeit der Raupenbänder ist unabhängig vom Material der Treppe.
The track grip the stairs, regardless of the stair construction material

capacity	Traglast	kg	135
measurements	Maße L x B x H	mm	1310 x 426 x 810
measurements collapsed	Maße zusammengelegt	mm	1100 x 426 x 270
weight	Leergewicht	kg	21
speed	Geschwindigkeit		1,1 m / sec.
stair angle max.	Treppensteigung	max.	40°
Order-No.	Artikel-Nr.		333.200



Zusammen-gelegt platzsparend zu verstauen
Easily to store when not in use



Schrank / Cabinet
zur Lagerung des Evac Skate
Storage of Evac Skate
Artikel-Nr. Order-No. 333.150

Vorteile / Benefits

- ermöglicht schnelle und sichere Evakuierung im Notfall
Provides quick an safe emergency evacuation
- kein Tragen der gehandicappten Personen durch Kraftaufwand
No hand carrying of mobility impaired persons
- Selbst zierliche Personen können schwergewichtigere Passagiere befördern
Small attendants can easily move heavier passengers
- einfach zu verstauen
Easily stores in a secure area when not in use
- nur minimale Wartung nötig
requires minimal maintenance

