



Treppenkuli Public / *Stairmate Major*

Der Treppenkuli Public transportiert alle Typen von manuellen oder elektrischen Rollstühlen über Treppen! Er bietet eine sichere, bequeme und wirtschaftliche Lösung, wo das Überqueren von Treppen ein Hindernis bedeutet. Er ist unentbehrlich in öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Universitäten, Bahnhöfen, Museen etc. Seine Bedienung ist sicher und einfach.

The Stairmate Major carries all types of wheelchairs! It is the world's only portable inclined platform lift. It provides instant, affordable accessibility where stairways are a barrier. The unique platform design will accommodate all types of wheelchairs including power, child sports and conventional adult wheelchairs. Stairmate Major is ideal for public and residential buildings. It's simple to operate, robust and incorporates many safety features.



Features / Merkmale

- Große Transportplattform geeignet für fast alle Rollstühle, einschließlich Sport- und Elektro-Rollstühle
Large platform will accommodate virtually any wheelchair, including electric and sports chairs
- Eingebaute, rutschfeste Auffahrrampe
Integrated non-slip loading ramp
- Kraftvoller Doppelmotor schafft bis zu 200 kg Traglast
Powerful dual motors carry up to 440 lbs (200 kgs)
- Sowohl auf Innen- als auch Außentreppen einsetzbar
Operates on indoor and outdoor stairways
- Wiederaufladbare Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Incl. rechargeable battery and charger
- Breite, doppelte Raupenbänder greifen sicher auf den Stufen
Wide double tracks securely grip stairs
- Große Räder ermöglichen leichtes Manövrieren auf den Treppenabsätzen
Large wheels allow easy travel across landings between stair flights
- eingebaute Sicherheitsgurte für Rollstuhl und Passagier
Integrated tie-down straps and seatbelt hold wheelchair securely on platform
- Verstellbare Kopfstütze
Adjustable headrest
- Einfache, leichte Bedienung
Simple, easy to use controls
- Solides, wirtschaftliches Design
Robust commercial design

Vorteile / Benefits

- wirtschaftlich im Vergleich zu Aufzügen oder maßgeschneiderten Treppenliften
Economical compared to elevators and custom designed wheelchair lifts
- Benötigt keine baulichen Änderungen, keine Installationserlaubnis oder Lizenzen
Requires no building renovations, no installation per its or licenses
- Kein Verringern der Treppenbreite durch fest eingebauten Lift
No permanent impact on stairway egress width
- An verschiedenen Treppen eines Gebäudes einsetzbar
A single unit provides access into many buildings
- nur minimale Wartung nötig
requires minimal maintenance
- Einsatz auch bei Stromausfall und in Notfällen möglich
Great backup system for evacuation if power fails

capacity	Traglast	kg	200	
measurements	Maße L x B x H	mm	1258 x 757 x 1290	
weight	Leergewicht	kg	115	
power	Motorleistung	V / W	24 / 400	
speed	upstairs	Geschwindigkeit	aufwärts	6,4 m / min.
		downstairs	abwärts	9,5 m / min
stair angle max.	Treppensteigung	max.	35°	
platform angle	Plattformneigungswinkel		40°	
loading ramp angle	Rampenneigungswinkel		9°	
crawler (2 pcs)	Raupengummis	(2St.)	51 mm breit width	
wheels	Räder			
front wheels surveilling	Frontrad (1) lenkbar	Ømm	125	
back wheels	Hinterräder (2) starr	Ømm	150	
brakes	Bremse		elektro-magnetisch	
battery	Trockenbatterie	inkl.	2 x 12 V / 24 A	
battery capacity	Fahrzeit/Batterie-Ldg.	min.	30 / unter Last loaded	
charging time (hrs)	Ladezeit	Std.	8	
battery load control	Ladeanzeiger		inkl.	
incl. autom. charger	inkl. autom. Ladegerät		24 V / 4 Ah	
Order-No.	Artikel-Nr.		333.120	

