



Typ SA-2
Type SA-2



sichere Befestigung des Rollstuhls am Treppenkuli
safely attaching the wheelchair with a clamp on each side...



Ausgangsposition:
Start position;



Den Rollstuhl über den Treppenkuli fahren...
Move the wheelchair across Stairmate...



den Rollstuhl verriegeln...
attach Stairmate to the wheelchair...



den Sicherheitsgurt anlegen ...
fasten the seat belt ...



kippen und an die Treppe fahren...
recline the passenger and move him to the stairway...



Klettervorgang starten.
begin to ascend or descend stairs .

Treppenkuli Standard SA-2 Stairmate Standard SA-2

Mit dem Treppenkuli ist das Überwinden von Treppen - im Freien oder im Haus - kein Problem mehr. Von nur einer Hilfsperson geführt erklimmen die Raupen des Treppenkulis gerade Treppen bis zu einer Steigung von 35°, ohne Kraftanstrengung, vollkommen sicher.

The Stairmate is an easy to use, portable wheelchair lift designed to attach under most manual wheelchairs. Stairmate's powerful motor allows a small attendant to safely transport a larger passenger up and down stairways. Stairmate is suitable for indoor or outdoor use in public buildings and private homes. An affordable and reliable portable access solution.

Merkmale / Features

- paßt zu fast allen Rollstühlen mit Schubgriffen (Erwachsene / Kinder)
attaches to most standard wheelchairs with push handles (adult / child)
- Trägt 130 kg Gewicht bis zu ca. 30 Etagen hoch
powered to carry 285 lbs (130 kg) up approximately 30 floors
- auf Innen- wie auch auf Außentreppen einzusetzen
use on virtually any indoor or outdoor stairway
- robuste, selbsttragende Konstruktion
stable and self-supporting
- langlebige Raupenbänder greifen sicher an den Treppenstufen
durable tracks, grip stairs securely
- abnehmbare Bedienungsriffe ermöglichen kompakte Lagerung und leichten Transport
detachable support handle for compact storage and easy transport
- Schnellverschluß-Sicherheitsgurt
Quick-release safety belt
- durch Schlüsselschalter Bedienung nur für autorisierte Personen möglich
Key switch restricts use to authorized persons
- inkl. wieder aufladbare Batterien und Ladegerät
Rechargeable batteries and charger

Vorteile / Benefits

- wirtschaftlicher als Treppenlifte und Fahrstühle
Economical compared to stairway lifts and elevators
- kann innerhalb eines Gebäudes an verschiedenen Treppen eingesetzt werden
can be used on various stairways within a building
- Einsatz auch bei Stromausfall oder falls keine Energiequelle verfügbar ist
can be used, when electrical power fails or is not available
- leichtes Verstauen, wenn nicht im Einsatz
easily stores in a secure area when not in use
- nur minimale Wartung nötig
requires minimal maintenance
- sofort einsatzbereit
available immediately

