

## Treppenkuli Standard SA-S Stairmate Standard SA-S

Ausführung wie Typ SA-2, jedoch

*Designed as type SA-2, but*

- trägt 150 kg Gewicht bis zu ca. 30 Etagen hoch)  
*carries 150 kg capacity up to 30 levels)*
- äußerst geringer Wenderadius auf Treppenpodesten von 970 x 970 mm  
*very less space needed to turn on small stair landings of 970 x 970 mm*

### Zubehör / Accessories

spezielle Juniorplattform (ebenfalls für Typ SA-2) für Kinder- oder Sportrollstühle siehe Rückseite

*special Juniorplatform (for Type SA-2, too) for children-wheel-chairs or sportchairs, have a look at the back side.*



Typ SA-S  
Type SA-S




Platzbedarf auf Treppenabsätzen (abhängig von Treppenbreite):

*Necessary space at stair landings (depending on width of stairs):*



Lieferumfang

*Set of equipment supplied*



Batterie-Box  
battery box

Antriebseinheit  
power unit

Bedienadapter  
adapter

Type	Typ		SA-2	SA-S
capacity	Traglast	kg	130	150
measurements	Maße L x B x H	mm	1468 x 636 x 922	1453 x 644 x 1011
weight	Leergewicht	kg	54	59
power	Motorleistung	DC-E-Motor wasserdicht	12 V / 30 A	12 V / 80 A
battery	Batterie		2 x 6 V / 20 Ah	2 x 6 V / 20 Ah
speed	Geschwindigkeit			
upstairs	aufwärts		6,45 m / min.	6,1 m / min.
downstairs	abwärts		8,81 m / min.	10,7 m / min.
stair angle	Treppensteigung	max.	35°	35°
brakes	Bremsen		elektro-magnetisch	elektro-magnetisch
battery load controll	Batterieentladeanzeige		inkl.	inkl.
Order-No.	Artikel-Nr.		330.100	330.500
accessories:	Zubehör:			
autom. charger	autom. Ladegerät			12 V / 2,5 A
		Order-No. / Artikel-Nr.		333.252
Junior-platform	Junior-Plattform	Order-No. / Artikel-Nr.		135.331